

ŁAŹNIE WODNE

Łaźnie przeznaczone są do sezonowania mieszanek mineralno - asfaltowych w kąpielni wodnej.

ZGODNA Z NORMĄ: PN EN 12697-34

- podwójne ściany ze stali nierdzewnej zapewniające lepszą izolację
- równomierny rozkład temperatury dzięki systemowi cyrkulacji wody
- precyzyjna kontrola temperatury poprzez system termostatyczny
- możliwość sezonowania próbek Marshalla
- możliwość sezonowania piknometrów o pojemności do 2000 ml (opcjonalnie)



MADE
IN
GERMANY

Fröwag
Fröhlich + Wagner GmbH
Prüfanlagen für Baustoffe und Umwelt

... niemiecka jakość, precyzja i profesjonalizm ...

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Komora łaźni**
 - podwójne ściany ze stali nierdzewnej
 - dopasowana pokrywa z uchwytem
- Precyzyjny system grzewczy z termostatem**
- Wydajna pompa cyrkulacyjna**
- Wbudowany panel sterowania**
 - zakres temperatury od +10° C do +60° C
 - regulacja temperatury z dokładnością 0,2° C
- Perforowana podstawa**

