

ROLLER DO BUTELEK

Roller przeznaczony jest do odpowietrzania próbek poprzez ich obracanie.

ZGODNY Z NORMAMI: PN EN 12697-5, -11, DIN 1996 Teil 7, BS 598, BS 5284

- odpowietrzanie od 3 do 6 butelek (opcjonalnie)
- możliwość odpowietrzania butelek o pojemności 500ml, 1000ml lub 2000 ml
- regulacja nachylenia
- regulacja obrotów w zakresie od 40 do 60 obrotów/min



Fröwag
Fröhlich + Wagner GmbH
Prüfanlagen für Baustoffe und Umwelt

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

... niemiecka jakość, precyzja i profesjonalizm ...

ROLLER DO BUTELEK Z WSTRZĄSARKĄ

Roller przeznaczony jest do odpowietrzania próbek poprzez ich obracanie oraz wstrząsanie.

ZGODNY Z NORMAMI: PN EN 12697-5, -11, PN EN 1097-6

- odpowietrzanie 3 butelek
- możliwość odpowietrzania butelek o pojemności 500ml, 1000ml lub 2000 ml
- regulacja nachylenia
- regulacja obrotów w zakresie od 40 do 60 obrotów/min
- regulacja czasu obracania
- możliwość wstrząsania próbek

