

## Forma do beleczek cementowych

40 x 40 x 160 mm

### Przeznaczenie:

Forma służy do sporządzania beleczek z zaprawy cementowej przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości na zginanie i ściskanie **wg normy PN-EN 196-1 "Metody badania cementu"**.

### Zasada działania:

Przygotowaną zaprawą wypełnia się przegrody formy odpowiednio ją rozprowadzając i ubijając. Po wysezonowaniu w atmosferze nasyconej wilgocią oraz po poddaniu próbek kąpieli wodnej, są one gotowe do wykonania badań wytrzymałościowych.

### Dane techniczne:

Forma składa się z podstawy, płytek czołowych, płytek podłużnych oraz nadstawki. Forma pozwala na jednoczesne formowanie trzech sztuk znormalizowanych beleczek o wymiarach: 40mm x 40mm x 160mm.



Gwarancja: 12 miesięcy od daty zakupu

