

Stół wibracyjny do zagęszczania próbek zaprawy cementowej [nr kat. 5.510]

ZGODNY Z NORMĄ PN EN 196-1

W zestawie:

- **Rama na formę**
- **Stolik wibracyjny z magnetycznym wibratorem**
- **System sterowania z cyfrowym wyświetlaczem**
- **Timer umożliwiający automatyczne wyłączenie urządzenia po określonym czasie**
- Amplituda drgań: 0,4 – 1,0 mm
- Częstotliwość: 3000/min
- Wymiary urządzenia: 430x430x1050 mm
- Waga: 150 kg
- Zasilanie: 230V, 50 Hz

