

GEOLAB - Sprzęt Geotechniczny i Pomiarowy

05-077 Warszawa ul. Szosa Lubelska 4

tel.: +48 22 428 13 89; fax: +48 22 773 39 33; tel./fax: +48 22 773 37 78

www.geolab.com.pl

e-mail: biuro@geolab.com.pl



Grunty Kruszywa Beton Asfalt

Specjalnie zaprojektowane urządzenie mieszające DIEM z możliwością dopasowania odpowiedniej konfiguracji części mieszających, w zestawie z bezobsługową jednostką napędu bezpośredniego, gwarantuje niesamowite efekty mieszania, nawet przy zarobach o małej objętości. Mieszarka jest odpowiednia dla mieszanek zarówno drobno jak i gruboziarnistych, o uziarnieniu maksymalnym do 16 mm.

Szybkie odprowadzenie wody odbywa się przez segmentowy zawór na bazie bębna. W tym przypadku za bezpieczeństwo odpowiada zainstalowana kratownica chroniąca system odprowadzenia wody.

Dostępna w 2 wariantach 230 i 400 V z praktycznym 4 kołowym systemem dla optymalnej mobilności urządzenia, nawet po schodach. Pozwala na mieszanie nawet niewielkich ilości mieszanki.

Rozładowanie odbywa się poprzez zasuwę w dolnej części bębna.

Niniejsza mieszarka zgodna z wymogami CE imponuje najnowocześniejszą i niesamowicie solidną i wytrzymałą konstrukcją oraz specjalnymi zabezpieczeniami, tj. uchylną kratownicą na zawiasach z wyłącznikiem krańcowym. Najważniejsze kryteria projektowe uwzględniają wysokiej jakości solidną konstrukcję, która gwarantuje długą żywotność urządzenia.



Dane techniczne:

	DZ 60VS LIGHT	DZ 60VS POWER
Numer katalogowy	19645	20085
Silnik	230V, 2.00kW	400V, 2.20kW
Przekładnia	40 ¹ /min	40 ¹ /min
Pojemność zbiornika	100 l	100 l
Objętość zarobu	60 l	60 l
Wysokość całkowita	1215 mm	1215 mm
Szerokość całkowita	675 mm	675 mm
Długość całkowita	825 mm	825 mm
Średnica zbiornika	642 mm	642 mm
Wysokość zbiornika	310 mm	310 mm
Wysokość wypełnienia	1215 mm	1215 mm
Wysokość drenażu	650 mm	650 mm
Waga	162 kg	162 kg
Lakier	RAL 1013	RAL 1013
Opony	Solidna guma	Solidna guma
Inne	Uchylna kratownica	Uchylna kratownica